

# TAGARNO FHD ZIP for Material

優れたフル HD 画像とビデオの品質と、簡単な画像とビデオの取り込み  
最高総合倍率128倍



## TAGARNO FHD ジップ デジタルマイクロスコープ

TAGARNO社製スタンドアロンタイプ外観検査用デジタルマイクロスコープは品質管理を簡単に！

# TAGARNO FHD ZIP for Material

優れたフル HD 画像とビデオの品質と、簡単な画像とビデオの取り込み

## 優れたフルHDの高画質

フルHDでは、比類のない色の演出で非常にシャープな画像を得ることができます。  
あなたがモニターで見るものは、歪み・遅延・干渉も無く、まさにカメラの下にあるサンプルそのものです。

## 画像の取り込みと共有

TAGARNO 社は、新しいカメラソリューションを完成させるために新機能とPCオプションを開発しました。  
TAGARNO FHD ZIP は、サードパーティー製のソフトウェアを介して、それらを実行するためのUSB3.0を装備しています。

## 53倍までの倍率

フルHD光学30倍ズームで被写界深度を大幅に改善し、ユーザーは市場での他のカメラと比較して最小ズームでより良い映像概要を得られます。  
レンズ +4での30倍光学ズームでは、最大拡大時でも高い倍率を可能にします。

## 技術仕様

重量	2.0Kg	
カメラ解像度	FHD 1080p、1920x1080p フィールド周波数60/50/30/25Hz	
	HD 720p、1280x720p フィールド周波数60/50Hz	
カメラズーム	光学30倍、最高総合倍率128倍	
オートフォーカス	有り	
作動高さ	250mm	
作動奥行き	280mm	
自動モニター検出	有り	
接続端子	ミニHDMIとマイクロUSB3.0	
電源	電圧	100-240V ± 10%
	周波数	50/60Hz
	AC消費電力	130mA/100V ~ 55mA/240V
	DC消費電力	1.0A/12V
設置環境	温度	保管 -5°C ~ 60°C
		操作 5°C ~ 40°C
	湿度	保管 20% ~ 90%
		操作 30% ~ 80%
高度	0 ~ 2000m	

・製品改良に伴い、内容は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。



ゲルハルトジャパン株式会社  
〒130-0021 東京都墨田区緑 2-7-3  
TEL03-5638-6066 FAX03-5638-6077  
E-mail: headoffice@gerhardt-japan.com  
<http://www.gerhardt-japan.com>



Tagarno A/S  
Sandøvej 4  
DK-8700 Horsens  
Denmark